

SEMPs SEDESTACIÓN

Cojines preventivos

Prevención Úlceras por Presión

Espumas de poro abierto, mejor flexibilidad
Mayor transpiración y confort
Espuma y funda lavables

SANITIFOAM®
CQFPREVENT



División Sanitaria
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330
www.cqfarma.com

SEMPs SEDESTACIÓN

Cojines Sanitarios Prevención

Los SEMPS **SANITIFOAM®** son Superficies Especiales para el Manejo de la Presión, fabricados para contribuir a la prevención de úlceras. Producto Sanitario Clase I. Fabricados con espuma viscoelástica de alta calidad, muy transpirable (de poro abierto) que ofrece una total adaptación a la forma del usuario gracias a sus propiedades termosensibles. Recuperación (efecto memoria) y 100% libres de látex. Solución ideal para pacientes con cierto riesgo de ulceración y apropiados para su uso en sillas de ruedas.



MODELOS

Cojín con canales



Composición:	Visco rosa
Densidad	50 kg/m ³
Dureza	4 kPa
Grosor	6 cm 10 cm
Peso máx. aprox	70 kg 100 kg
Peso mín. aprox.	25 kg 70 kg

Medidas	Funda Bielástica	Código Nacional	Ref.
42x42x6 cm	BE	C.N. 309325.5	CQF007BE
42x42x10 cm	BE	C.N. 309324.8	CQF009BE

Fabricación por célula abierta

100% Libre de Latex

Altura Visco 6 ó 10 cm.

Densidad Visco Rosa

Peso máx. mod. 10 cm

Lavable

FUNDA

Bielástica



Composición	Poliamida y Poliuretano
Limpieza Funda	Limpieza: max. 95%. No usar lejía ni derivados. No planchar. No se recomienda lavado en seco o secado a máquina.
Limpieza Espuma	Lavar sólo cuando sea estrictamente necesario. max. 60°C Detergente suave o neutro. Usar una funda protectora. No escurrir retorciendo. No centrifugar. No usar lejía ni derivados del Cloro. No planchar. No se recomienda lavado en seco ni secado a máquina.

Funda Bielástica

Impermeable

Transpirable

Antialérgica

Desinfectable y esterilizable

Lavable

Cojín cuadrado



Composición:	Visco Rosa
Densidad	50 kg/m ³
Dureza	4 kPa
Grosor	6 cm 8 cm
Peso máx. aprox.	70 kg 85 kg
Peso mín. aprox.	25 kg 50 kg

Medidas	Funda	Código Nacional	Referencia
37x40x6 cm	E		CQF00840T
40x40x6 cm	E		CQF0087T
42x42x6 cm	E	C.N. 309323.1	CQF008T
46x42x6 cm	E		CQF00861T
49x42x6 cm	E		CQF0091T
42x42x8 cm	E		CQF00810T
46x42x8 cm	E		CQF00860T
49x42x8 cm	E		CQF00910T
48x45x8 cm	E		CQF00820T

Fabricación por célula abierta

100% Libre de Latex

Altura Visco 8 ó 6

Densidad Visco Rosa

Peso máx.

Lavable

Elástica



Composición	Poliéster y Poliuretano
Limpieza Funda	Limpieza: max. 95%. No usar lejía ni derivados. No planchar. No se recomienda lavado en seco o secado a máquina.
Limpieza Espuma	Lavar sólo cuando sea estrictamente necesario. max. 60°C Detergente suave o neutro. Usar una funda protectora. No escurrir retorciendo. No centrifugar. No usar lejía ni derivados del Cloro. No planchar. No se recomienda lavado en seco ni secado a máquina.

Funda Elástica

Impermeable

Transpirable



Antialérgica

Desinfectable y esterilizable

Lavable

GRÁFICAS DE PRESIONES

Usuario 67 Kg.
Posición sentada
Sin cojín (1)
Con Sanitifoam Cuadrado CQF008T (2)



Comercial Quirúrgica Farmacéutica



Producto Sanitario Clase I no estéril (R.D. 1591 / 2009)