

FICHA TÉCNICA

EQUIPO ANTIESCARAS TUBULAR (COLCHON + COMPRESOR)



Colchón de tubos de nylon antiescaras indicado para prevenir y tratar úlceras de presión y llagas de personas encamadas.

Colchón con tubos de nylon y PVC + compresor de ciclos de 12 minutos con salida de aire fácil de colocar indicado para personas con riesgo alto en la escala Norton.

Consta de 18 celdas de nylon grueso y transpirable para una mejor prevención.

Si una de las celdas se daña no afecta a otra.

Alivia el dolor causado por las escaras en el cuerpo.

Este colchón está diseñado para proporcionar un soporte óptimo, distribuyendo la presión de manera uniforme y reduciendo el riesgo de escaras. Combinado con el compresor de alta calidad, disfrutará de una experiencia de cuidado y confort excepcional.

Características:

- Tecnología Antiescaras: El utiliza tecnología antiescaras avanzada para reducir la presión en áreas críticas, lo que ayuda a prevenir y aliviar las úlceras por presión.

- Compresor Silencioso: El compresor incluido es silencioso y eficiente, asegurando un funcionamiento sin interrupciones durante la noche.
- Ajustable: Puedes ajustar la presión del colchón según tus necesidades personales para un confort óptimo.
- Material Duradero: Fabricado con materiales de alta calidad y durabilidad, este colchón está diseñado para resistir el uso continuo.
- Fácil de Mantener: El colchón es fácil de limpiar y mantener, lo que facilita su cuidado y mantenimiento.

Protege tu piel y mejora tu bienestar con el Colchón Tubular Antiescaras SI400 y su compresor. No dejes que las úlceras por presión afecten tu calidad de vida. ¡Hazte con el tuyo y disfruta de un descanso tranquilo y saludable!

Compresor:

- Potencia: 220V / 50Hz.
- Salida de aire: 5 litros / minuto.
- Presión: 40 mmHg - 100 mmHg.
- Ciclo: 8 min.
- Consumo: 5W.
- Fusible de protección externa.
- Dimensiones: 26.5 cm de largo x 12.5 cm de ancho x 10.5 cm de alto.
- Peso: 1,4Kg
- Dispositivo para controlar el aire dentro de los colchones diseñados para prevenir las úlceras de presión.

Dimensiones del colchón: 200 cm de largo x 90 cm de ancho x 12 cm de alto.

Peso <50 kg - posición 1-2.

Peso 50-65 kg - posición 3-4.

Peso 65-85 kg - posición 5 a 7.

Peso 85-130 kg - posición 8 a 10.

Utilice siempre una sábana ajustable (preferiblemente 100% algodón) como separación entre el colchón y el paciente.

Limpieza y cuidado:

El dispositivo no necesita ningún cuidado específico. Para limpiar el colchón use solo detergente neutro, paño húmedo o desinfectante común, nunca use sustancias abrasivas.