

FICHA TÉCNICA

COJÍN CONTOUR SELECT 9 x 9



Características:

Cojín con celdas de 10, 8 y 5cm. de altura mejora la estabilidad lateral, manteniendo la correcta alineación y rotación de los fémures, evitando la presión sobre el hueso sacro.

El cojín Contour Select proporciona un grado óptimo de protección terapéutica de la piel, postura y estabilidad.

El cojín está formado por células de aire interconectadas, y dividido en cuatro secciones.

En esencia, el aire de cada sección se aísla para mantener a la persona en su lugar gracias a la valvula ISO FLO.

Puesto que el cojín es ajustable, la postura puede lograrse de forma progresiva o lenta.

La división del cojín proporciona también una superficie de asiento más estable.

Efectivo en usuarios con riesgo moderado de rotura de la piel, con marcada abducción de cadera que necesitan un posicionamiento de la misma, con escoliosis y/o oblicuidad de la pelvis o aquellos que precisen estabilidad lateral y alineación del femur.

Es el cojín ideal para personas con úlceras por presión, en sus diferentes fases, con alto riesgo de heridas o pérdidas de la continuidad de la piel.

Personas con atrofia muscular severa, quemaduras o aquellas que precisen del máximo confort.

Previene la aparición de úlceras por presión.

Añade estabilidad a los usuarios activos.

Todos los cojines se suministran con funda, bomba, kit de reparaciones y manual de instrucciones.

Goma de neopreno resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas. Fácil de limpiar con jabón y agua.

EL producto puede ser reparado prolongando la duración del cojín.

Funda elástica lavable.