

C/Navales 71
28923 Alcorcón • Madrid
Tel.: 91 643 34 12 • 678 795 618
e-mail: comercial@rentsica.com
www.rentsica.com

FICHA TÉCNICA COLCHÓN SANITIFOAM T30 BH



Descripción Técnica

Superficie Especial para el Manejo de la Presión con un diseño de plataformas en forma de T distribuidas por todo el núcleo de 13 cm del colchón que gracias a su vaciado se mueven repartiendo el peso del paciente de manera equilibrada. La parte superior de espuma **viscoelástica** consigue total adaptación a la forma del cuerpo repartiendo el peso en una mayor superficie y disminuyendo así las **presiones** ejercidas sobre la piel, previniendo la aparición de **úlceras por presión.**

SANITIFOAM T30 BH tiene un refuerzo en la zona del coxis con espuma viscoelástica más dura de color rosa para facilitar transferencias o dar más soporte al paciente en posición sentada.











Alivio de talones (opcional):

Colchón con zona de disminución en la parte de los pies para una mayor alivio de la zona del talón. Solo disponible en 190x90 cm de Sanitifoam T30 BH.

Características

Composición	Poliuretano	Visco Blanca	Visco Rosa
Densidad	30 kg/m3	50 kg/m3	50 kg/m3
Dureza	3,5 kPa	1,60 kPa	4 kPa
Resilencia	51,50 %		
Сара	13 cm	4 cm	4 cm
Peso max.	140 kg		
Peso min.	40 kg		

Medidas-Referencia:

190x80x17cm	CQFSFT30-04BE
190x90x17cm	CQFSFT30-02BE
190X105X17CM	CQFSFT30-18BE
200x90x17cm	CQFSFT30-05BE
190x90x17/14 cm (alivio de talones)	CQFSFT30-10BE

El producto incluye funda.







C/Navales 71
28923 Alcorcón • Madrid
Tel.: 91 643 34 12 • 678 795 618
e-mail: comercial@rentsica.com
www.rentsica.com

^^

FUNDA POLIURETANO BIELÁSTICA

Composición: poliamida y poliuretano

Cremallera lateral con solapa que la cubre. De fácil limpieza en superficie y lavadora. Admite desinfectantes (consultar productos autorizados).

Otras confecciones disponibles, consultar.

EMBALAJE AL VACÍO

El colchón se sirve enrollado al vacío y en bolsa con asas, para facilitar su transporte y su manipulación.

