

## FICHA TÉCNICA

### PULSERA CARDIACA AVISO ANTICAIDAS



#### Descripción y características

- Los pulsadores ALERT-IT permiten al usuario enviar una señal de aviso al cuidador simplemente apretando un botón.
- El usuario puede llevar el pulsador bien colgado del cuello, en la muñeca o en el cinturón.
- Una vez pulsa el botón, el cuidador recibe una señal en su receptor inalámbrico, que le indica qué usuario requiere asistencia.

Hay 2 modelos disponibles:

- **Pulsador avisador normal:** en el que el usuario debe pulsar el botón para recibir asistencia.
- **Pulsador avisador anticaídas:** en este caso, aparte de la función anterior, se añade un acelerómetro, que permite detectar si el usuario se ha caído y no puede activar el botón, de tal forma que en ese caso el dispositivo lanza una señal de auxilio al cuidador.