

FICHA TÉCNICA

FONENDO LITTMAN CLASSIC IV



Descripción:

Su diseño innovador ofrece una membrana de doble frecuencia de pieza única.

Su distintiva campana con membranas de doble frecuencia ofrece un rendimiento excepcional, versatilidad para el diagnóstico y comodidad para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos.

El lado pediátrico de la campana se convierte en una campana abierta tradicional reemplazando la membrana por un aro quita frío. Los lados de la campana adulto y pediátrico, tienen una membrana de una sola pieza, fácil de quitar, poner y limpiar ya que las superficies son lisas y sin grietas.

La membrana de doble frecuencia es una innovación de 3M que permite a los médicos escuchar sonidos de distintas frecuencias simplemente ajustando la presión sobre la campana: con una ligera presión se escuchan sonidos de baja frecuencia y presionando un poco más se pueden escuchar los sonidos de alta frecuencia.

Los auriculares se ajustan fácilmente.

Las olivas súper blandas se adaptan a los oídos para un sello acústico excelente y un ajuste cómodo. Las olivas encajan firmemente en los extremos de los tubos y, por seguridad, se requiere un importante esfuerzo para su retirada.

Los binaurales de nueva generación conservan su forma y flexibilidad. Proporcionan una vida más larga del fonendoscopio gracias a su resistencia mejorada frente a los ácidos grasos de la piel y al alcohol. Además, estos nuevos binaurales no contienen látex.

El fonendoscopio no es sólo para cardiólogos. Especialistas y médicos de medicina general, enfermería de cuidados críticos, técnicos de emergencias médicas, estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud lo utilizan para identificar, escuchar y estudiar sonidos cardíacos, pulmonares en pacientes adultos y pediátricos.

Puntos fuertes fonendoscopio:

- Las membranas de doble frecuencia de una sola pieza le permiten escuchar sonidos de altas y bajas frecuencias tanto en el lado adulto como en el pediátrico de la campana.
- El lado pediátrico se convierte en una campana abierta. Basta con retirar la pieza única del diafragma y reemplazarlo por un aro quitafríos.
- La campana abierta permanece libre de suciedad y de residuos al cubrirla con el diafragma pequeño.
- El binaural de doble lumen combinan dos trayectos de sonido en un tubo, lo que elimina el ruido de roce de los binaurales tradicionales.
- No contiene látex de caucho natural o ftalatos plastificantes, los tubos de última generación son más duraderos con una mejor resistencia a la grasa de la piel y al alcohol.
- Siete años de garantía

Características técnicas:

- Campana: Acero inoxidable
- Peso campana: 87 gramos
- Diámetro campana: 43 y 33 mm.
- Membrana: Membrana de doble frecuencia de pieza única
- Longitud total: 69 cm.
- Incluye 1 juego de olivas blandas de recambio.
- Incluye 1 juego de olivas duras de recambio.
- Incluye 1 goma quitafríos.