

## FICHA TÉCNICA ESPECULO OTOSCOPIO

### Datos Técnicos:



- El espéculo se fija de forma firme con un ligero giro en el sentido de las agujas del reloj.
- Es desechable, es decir, recomendado de uso por paciente.
- En plástico.
- Posibilidad de esterilización en autoclave a 134° C durante 10 minutos o desinfección por medios convencionales.
- Suministrados en bolsas de polietileno.
- Adecuados para otoscopios de otras marcas de renombre.

| Medias Disponibles |      |
|--------------------|------|
| 2,5 mm             | 4 mm |