

SEMPs POSICIONAMIENTO Y SEDESTACION

*Base rígida para posicionamiento

*Prevención de úlceras por presión

*Fabricación personalizada

Cojines anatómicos fresados

FORMA ANATÓMICA
Tamaños adultos y niños
Con o sin base rígida



PARA USUARIOS ACTIVOS
Taco abductor
y controles laterales



División Sanitaria
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330
www.cqfarma.com

CQF pone a disposición de clientes y usuarios la fabricación de cojines anatómicos FRESADOS en diferentes medidas y tamaños, en espumas de poliuretano y/o viscoelástica. Soluciones para el posicionamiento de usuarios en sillas de ruedas. Posibilidad de incluir bases rígidas. FABRICACIÓN A MEDIDA.

Cojín fresado anatómico, con o sin base rígida.

Prevención de presiones gracias a un correcto posicionamiento: estabilización pélvica coronal, anteversión pélvica en posturas cifóticas de moderadas a leves. Control de caderas, estabilización de tronco y alineación cefálica. Posibilidad de tratamiento de las asimetrías con el uso de otros complementos. Taco para contribuir a abducción de cadera.

Composición:	Visco rosa
Densidad	50 kg/m ³
Dureza	4 kPa

Composición:	Poliuretano
Densidad	40 kg/m ³
Dureza	5,35 kPa



TAMAÑOS PEDIÁTRICOS (hasta 35x35 cm.)

Espuma visco	CQF200T
Espuma poliuretano	CQF204T

TAMAÑOS ADULTOS (desde 36x36 a 44x44 cm.)

Espuma visco	CQF199T
Espuma poliuretano	CQF202T

Cojín fresado a medida (Ej.: usuarios activos)

Cojín fabricado en espuma de poliuretano flexible, de alta calidad y densidad alta, ideal para un correcto posicionamiento en aquellos casos en los que el segmento pélvico sea el más afectado. Se recomienda especialmente en retroversiones pélvicas inferiores a 12°, inestabilidades provocadas por déficit muscular de los músculos extensores lumbares y cuando se precise control moderado de caderas en posición neutro gracias a su taco abductor más consistente.

Controles laterales envolventes a nivel de fémur, liberación posterior si se desea a nivel sacro y elevación entre fémures con carácter estabilizador y ligeramente abductor. Especialmente diseñado con asimetría entre cara anterior y posterior, que queda más baja consiguiendo un mejor encaje de la pelvis hacia anteversión



COMPOSICIÓN	Poliuretano
Densidad	40 kg/m ³
Dureza	5,35 kPa

Indicado para usuarios con déficit de los músculos lumbares, con actividad moderada o alta a nivel de tronco y que requieren de una estabilidad importante a nivel pélvico. Puede ser beneficioso en casos en los que se requiera estabilidad de caderas, así como activación parcial de cuadrado lumbar en pacientes con hipotonías leves o moderadas de ese segmento.

Consultar ficha técnica y la hoja de medidas para realizar el pedido

Espuma visco	CQFCOJINFRES
Espuma poliuretano	CQFCOJINFRES

FUNDAS IMPERMEABLES O TRANSPIRABLES

Funda exterior protectora fabricada en tejido 3D transpirable que en su cara interna lleva una fina película impermeable que protege el interior de la espuma.

O también funda con tejido de poliuretano impermeable y elástico. Ambas disponen de una cremallera lateral.



Producto Sanitario Clase I no estéril (R.D. 1591 / 2009)

Comercial Quirúrgica Farmacéutica

CQF (Comercial Quirúrgica Farmacéutica). Autovía A 42 Madrid-Toledo, Km. 63,300 - P. I. Matracón, 4 - 45280 Ollas del Rey (Toledo). España.
Telfs.: +34 925 354 330 - Fax: +34 925 353 803. www.cqfarma.com / cqf@cqfarma.com

Ed. 2