

C/Navales 71 28923 Alcorcón • Madrid

Tel.: 91 643 34 12 • 678 795 618 e-mail: comercial@rentsica.com

www.rentsica.com





FICHA TÉCNICA

ESPONJA NAPA 100 GRS 20X12 IMPREGNADA EN JABÓN PH NEUTRO 5.5 CON EXTRACTO DE ALOE VERA (CAJA 3600 UDS)

Esponjas jabonosas de un solo uso con extracto de aloe vera

Dispobaño aloe vera es una esponja jabonosa higiénica, especialmente indicada para uso sanitario y asistencial, desechable, lista para liberar todas sus propiedades en el momento que entra en contacto con el agua. Con jabón que incorpora extracto de aloe vera para conseguir una óptima hidratación de la piel. Aroma fresco y agradable.

El producto está especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, principalmente, en personas que requieren especial atención.



Información de producto

ESPONJA: Fibra sintética de poliéster. Libre de látex.

Gramaje	Medida de la unidad	
100g/m² ±5%	20x12 cm ±5%	

JABÓN: Gel dermatológico de pH 5.5 ±0,5. Apto para niños.

, ,	um Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, itric Acid, Parfum, Aloe Barbadensis, C.I. 47005, C.I. 42090,
-----	--

Cada esponja contiene 2-3g de jabón antes de su secado.

Calidad microbiológica controlada.

Gel formulado especialmente con alta presencia de ingredientes emolientes para la protección de la piel, que pueden reducir la formación de espuma durante el uso, sin disminuir la capacidad de limpieza de la piel.

Modo de Empleo













El jabón de la esponja DISPOBAÑO ALOE VERA se activa con unas pocas gotas de agua. NO SUMERGIR.

- Frotar suavemente y enjabonar la piel.
- Aclarar con agua y secar bien la piel después del baño.

Advertencias y Recomendaciones

Mantener fuera del alcance de los niños

No ingerir. Evite el contacto con los ojos. Uso externo

Usar recipientes debidamente higienizados para cada baño de paciente.

Para mayor comodidad del paciente utilice agua templada.

Desechar después de su uso



C/Navales 71 28923 Alcorcón • Madrid Tel.: 91 643 34 12 • 678 795 618 e-mail: comercial@rentsica.com www.rentsica.com

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.

Caducidad: 5 años.

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES PAQUETE	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
0000104 **	24 Uds.	3600 Uds. 150 PACKS (6 BOLSAS DE 25 PACKS)	80x60x62	12.85
2020104	24 Uds.	1680 Uds. 70 PACKS (2 BOLSAS DE 35 PACKS)	60x40x44	6.0
0000104F **	24 Uds.	1800 Uds. 75 packs	76.5x62x46.5	7.2
2020104F	24 Uds.	960 Uds. 40 packs	60x40x44	3.8

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

** Solo disponible para exportación fuera de España

Código de barras envase individual: EAN13 8427835100323

Cumple con:

Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716. Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos.

Testado bajo control pediátrico. Testado bajo control dermatológico.

Testado bajo control ginecológico.

Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001.

