

## FICHA TÉCNICA

ESPÉCULOS OTOSCOPIO (bolsa 100 unidades)



### Descripción:

El espéculo se fija de forma firme con un ligero giro en el sentido de las agujas del reloj.

Es desechable, es decir, recomendado de uso por paciente.

En plástico.

Posibilidad de esterilización en autoclave a 134° C durante 10 minutos o desinfección por medios convencionales.

Suministrados en bolsas de polietileno.

Adecuados para todos los otoscopios de marcas de renombre

### TAMAÑOS:

2.5 MM

4 MM