


C/Navales 71
28923 Alcorcón • Madrid
Tel.: 91 643 34 12 • 678 795 618
e-mail: comercial@rentsica.com
www.rentsica.com

FICHA TÉCNICA CINTURÓN PELVICO A SILLÓN, MOD ORTX



DESCRIPCIÓN:

El cinturón abdominal perineal está fabricado con materiales de tres capas, incluyendo acrílico, espuma y poliéster.

Es semirrígido y transpirable, lo que garantiza comodidad y ventilación durante su uso.

Este cinturón cuenta con cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierres de diferentes colores, lo que facilita su colocación.

Además, el arnés chaleco dispone de una cremallera en el pectoral, lo que permite una adaptación sin necesidad de desajustar las cinchas de sujeción.

INDICACIONES cinturón abdominal perineal:

El cinturón abdominal perineal está indicado para pacientes con inestabilidades anterolaterales. Es versátil y se puede adaptar a sillas de ruedas, así como a diferentes tipos de sillas y sillones de descanso.

Proporciona estabilidad y soporte adecuado, mejorando la postura y la seguridad del paciente.